



N95 RESPIRADOR



Las imágenes son tomadas como referencia.

APLICACIONES

Son usados con fines médicos, de trabajos de obra, pintura, manejo de cemento, o cualquier otro tipo de actividades donde las partículas estén en el ambiente

De acuerdo a los lineamientos generales para el uso del respirador convencional y máscaras de alta eficiencia, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en Abril de 2020, en el cual recomienda el uso masivo del respirador para combatir la propagación del Covid-19.

DESCRIPCIÓN

Los respiradores N95 son ideales para la protección de las personas contra riesgos respiratorios. Filtra hasta el 95% de las partículas aéreas que proporciona protección contra partículas como polvos, neblinas, humos y aerosoles libres de aceite.

Cuenta con:

Dos bandas elásticas que proporciona un ajuste apropiado.

Ajusta desde el tabique hasta la barbilla para menor ingreso de partículas

Una malla fina de fibras de polímeros sintéticos.

Cuenta con bordes cerrados termostáticamente para mayor durabilidad

CONTACTOS

Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629 — 313 8515623

Correo: comercial1@coopebob.com comercial2@coopebob.com
comercial3@coopebob.com

Web: www.coopebob.com

Dirección: Cra 22 # 80-30

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está sujeta verificación al momento del pedido.



TAPABOCAS CONVENCIONAL

(cosido)



Las imágenes son tomadas como referencia.

APLICACIONES

De acuerdo a los lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en Abril de 2020, en el cual recomienda el uso masivo de tapabocas para combatir la propagación del Covid-19.

La población general debe usar el tapabocas convencional de manera obligatoria

DESCRIPCIÓN

Los tapabocas convencionales tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales y protección contra partículas. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, es decir que cubre completamente nariz y boca

Cuenta con:

Dos elásticos de sujeción que se colocan detrás de las orejas para ajustarlo de forma segura en el rostro del usuario.

Dos Capas de tela tejida politex hipo-alérgicas y una capa intermedia (repelente de olores) y 3 Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos

CONTACTOS

Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629 — 313 8515623

Correo: comercial1@coopebob.com comercial2@coopebob.com
comercial3@coopebob.com

Web: www.coopebob.com

Dirección: Cra 22 # 80-30

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los productos, precios y existencias están variando de manera constante, por tal motivo está sujeta a verificación al momento del pedido y aceptación del cliente.



TAPABOCAS CONVENCIONAL (termosellado)



Las imágenes son tomadas como referencia.

APLICACIONES

De acuerdo a los lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en Abril de 2020, en el cual recomienda el uso masivo de tapabocas para combatir la propagación del Covid-19.

La población general debe usar el tapabocas convencional de manera obligatoria

DESCRIPCIÓN

El tapabocas termosellado brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas. Es un respirador plegable con materiales ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso, no viene cosido sino termosellado para mayor durabilidad.

Cuenta con:

Dos elásticos de sujeción que se colocan detrás de las orejas para ajustarlo de forma segura en el rostro del usuario.

Dos Capas de tela termosellada de politex hipo-alérgicas y una capa intermedia (repelente de olores) y 3 Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos

CONTACTOS

Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629 — 313 8515623

Correo: comercial1@coopebob.com comercial2@coopebob.com
comercial3@coopebob.com

Web: www.coopebob.com

Dirección: Cra 22 # 80-30

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está sujeta verificación al momento del pedido.



PROTECTOR FACIAL



Las imágenes son tomadas como referencia.

DESCRIPCIÓN

Diadema de polipropileno, sujeta a un cordón elástico para juste a la medida.

Visera transparente, para permitir la vista. Enganchada a la diadema cubriendo desde la frente hasta debajo de la barbilla.

APLICACIONES

El protector facial, disminuye la probabilidad de que algún tipo de partículas impacte directamente en el rostro.

Brinda protección y cuidado facial, elaborado con materiales ligeros y resistentes.

Son usados con fines médicos en casos de peli-

CARACTERISTICAS

La diadema es de material flexible y ajustable con cordón elástico para adaptación de talla y medida.

Protección contra salpicaduras de saliva, sangre, ideal para prevenir contacto directo al rostro.

CONTACTOS

Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629 — 313 8515623

Correo: comercial1@coopebob.com comercial2@coopebob.com
comercial3@coopebob.com

Web: www.coopebob.com

Dirección: Cra 22 # 80-30

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está sujeta verificación al momento del pedido.



TRAJE PROTECTOR ANTI FLUIDO



Las imágenes son tomadas como referencia.

DESCRIPCIÓN

Overol incorpora una gorra que protege la cabeza, contiene dos elásticos en las muñecas, en la gorra y en la cintura. Hecha de tejido urdimbre y trama ligamento Tafente 1x1.

Tapabocas de dos capas, hechas de anti fluido y de politex.

2 Polainas.

APLICACIONES

El overol de protección esta diseñado para cubrir la mayor parte del cuerpo y proteger al individuo.

Es utilizado en consultorios médicos, odontología, veterinarias, aseo o servicios generales.

CARACTERISTICAS

El overol, el ser de una pieza, ayuda a proteger desde la cabeza hasta los pies, con ayuda de los elásticos impide el ingreso de cualquier partícula.

El tapabocas cubre la nariz completamente hasta debajo de la barbilla.

CONTACTOS

Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629 — 313 8515623

Correo: comercial1@coopebob.com comercial2@coopebob.com
comercial3@coopebob.com

Web: www.coopebob.com

Dirección: Cra 22 # 80-30

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está sujeta verificación al momento del pedido.



SISTEMA AUTOMÁTICO DE MEDICIÓN Y DETECCIÓN DE TEMPERATURA TÉRMICA TIC600



Las imágenes son tomadas como referencia.

APLICACIONES

Es un dispositivo de calibración y fuente de temperatura estándar. La cámara térmica con cuerpo negro se puede calibrar en tiempo real, lo que puede mantener la precisión de medición de temperatura en un nivel alto.

El personal médico puede usar el termómetro para volver a probar inmediatamente después de bloquear el objetivo sospechoso para asegurarse de que no se pierda personal con fiebre.

DESCRIPCIÓN

Cuenta con una imagen térmica: resolución 384 * 288, rango de temperatura ambiente 16 °C ~ 32 °C, precisión de medición de temperatura típica 0.3 °C; luz visible: ≥2 MP, 3.8 ~ 16 mm

Trípode para cámara y cuerpo negro

Cuerpo negro: Precisión: ± 0.2 °C, estabilidad: ± (0.1 ~ 0.2) °C / 30min, peso : <3.5 kg

Sistema software: 1. 1. Alarma de temperatura corporal anormal, rango de alarma ajustable, alarma de sonido compatible 2. 2. Área de blindaje se puede configurar 3. 3. Captura automática 4. 4. Visualización simultánea de la temperatura en la vista en vivo de la cámara visible y térmica 5. 5. Corrección automática de la temperatura corporal y superficial.

CONTACTOS

Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629 — 313 8515623

Correo: comercial1@coopebob.com comercial2@coopebob.com
comercial3@coopebob.com

Web: www.coopebob.com

Dirección: Cra 22 # 80-30

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está sujeta verificación al momento del pedido.



CAMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL USS-SC160-T-O



Las imágenes son tomadas como referencia.

APLICACIONES

Es una cámara que muestra en pantalla una imagen de la radiación calorífica que emite un cuerpo.

Tiene un alcance de todos los profesionales una gama de cámaras termografías profesionales para el sector industrial, medicina, construcción, certificación y también cámaras termografías para uso general.

DESCRIPCIÓN

Instalación rápida, fácil de usar, la temperatura se puede medir en frente o muñeca, estadísticas en tiempo real y mostrar el número de medición de temperatura de alarma.

Detección sin contacto para evitar infecciones cruzadas.

La temperatura de la alarma se puede configurar manualmente, la alarma de voz se activará al detectar una temperatura anormal

CONTACTOS

Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629 — 313 8515623

Correo: comercial1@coopebob.com comercial2@coopebob.com
comercial3@coopebob.com

Web: www.coopebob.com

Dirección: Cra 22 # 80-30

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está sujeta verificación al momento del pedido.



PUERTA DE MEDICION DE TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO—USS-SC100A-TM-O



Las imágenes son tomadas como referencia.

APLICACIÓN

La precisión de detección del producto puede ser precisa a un punto decimal, y la detección es más precisa. La altura del detector se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo para satisfacer diferentes grupos de altura. El panel de visualización adopta la pantalla táctil LCD, y el parámetro se puede configurar haciendo clic en el dedo. Instalación de tipo Fool, compra y uso

DESCRIPCION

La puerta de medición de temperatura adopta sensor de temperatura infrarrojo de alta precisión, la distancia de detección puede alcanzar 0,5-1 metro, alta precisión y alta resolución, y es inmune al medio ambiente y la luz solar. A temperatura ambiente, el error de medición es $\pm 0,2$ °C Y La resolución es de 0,02 °C. El valor de ajuste de temperatura inicial es de 37,3 °C (se puede ajustar). Cuando la puerta de detección esté funcionando, mostrará la temperatura corporal real detectada. Si la temperatura supera los 37,3 °C, se alarma.

CONTACTOS

Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629 — 313 8515623

Correo: comercial1@coopebob.com comercial2@coopebob.com
comercial3@coopebob.com

Web: www.coopebob.com

Dirección: Cra 22 # 80-30

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está sujeta verificación al momento del pedido.



GUANTES DE NITRILO



Las imágenes son tomadas como referencia.

APLICACIÓN

Están especialmente indicados para tus trabajos en el laboratorio ya que ofrecen unos altos niveles de protección a tus manos ante las sustancias que manipulas en tu trabajo diario. Los guantes de nitrilo te protegen de elementos de diferentes niveles de toxicidad. Gracias a los guantes de nitrilo tu piel, el órgano más grande del cuerpo y tan sensible ante algunas sustancias tóxicas, está a salvo.

DESCRIPCION

El nitrilo, también conocido el grupo como cianuros, es un compuesto químico cuya molécula se obtiene sustituyendo un átomo de hidrógeno del ácido cianhídrico por un radical orgánico. Es un caucho sintético similar al látex pero no contienen sus alérgenos al estar hechos de látex sintético.

El nitrilo es un compuesto bastante impermeable por lo que da seguridad a profesionales que trabajan con líquidos peligrosos para la salud. La OHSAS recomienda el nitrilo para sustancias citotóxicas.

CONTACTOS

Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629 — 313 8515623

Correo: comercial1@coopebob.com comercial2@coopebob.com
comercial3@coopebob.com

Web: www.coopebob.com

Dirección: Cra 22 # 80-30

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está sujeta verificación al momento del pedido.



KITS DE BIOSEGURIDAD

KIT BASICO

TAPABOCAS CONVENCIONAL



Cantidad: 3
Tipo: Termosellado

GUANTES DE NITRILO



Cantidad: 3 pares
Calibre: 4,8 ó 10
Talla: M o L

ALCOHOL 70%



Cantidad: 1
Medida: 120ml

GEL ANTIBACTERIAL



Cantidad: 1
Medida: 120ml

Adecuamos el Kit a la necesidad de los clientes*
Las imágenes son tomadas como referencia.

CONTACTOS

Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629 — 313 8515623

Correo: comercial1@coopebob.com comercial2@coopebob.com
comercial3@coopebob.com

Web: www.coopebob.com

Dirección: Cra 22 # 80-30

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está sujeta verificación al momento del pedido.



KITS DE BIOSEGURIDAD

OTROS PRODUCTOS

COFIAS



Tipo: Cosido

POLAINA




Con antideslizante

PULVERIZADOR A PRESION



Es un utensilio que se emplea para producir una fina pulverización de un líquido, mediante una bomba manual.

AMONIO CUATERNARIO V GENERACION



Es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, hongos, levaduras, esporas, etc.

Adecuamos el Kit a la necesidad de los clientes*
Las imágenes son tomadas como referencia.

CONTACTOS

Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629

Correo: comercial1@coopebob.com comercial2@coopebob.com
comercial3@coopebob.com

Web: www.coopebob.com

Dirección: Cra 22 # 80-30

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está sujeta verificación al momento del pedido.



REVISIÓN DE LINEAMIENTOS REACTIVACIÓN ECONÓMICA

RESOLUCION NÚMERO 666 DE 2020

“Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID—19.”

OBJETIVO

Orientar a los trabajadores, contratistas, visitantes y proveedores sobre las normas de bioseguridad que se requieren implementar para prevenir y evitar contagios, frente a casos sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante la ejecución de las labores en la empresa.



DESARROLLO

La implementación de este protocolo se desarrollará mediante un proceso de precauciones diseñadas, escritas y divulgadas para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos, basadas en la consideración que toda persona es potencialmente infeccioso, y se aplican en:

- Protocolo en Bioseguridad.
- Protocolo de movilidad.
- Protocolo de distanciamiento social.



CONTACTOS

Teléfono: 305 7640255—320 2187751 — 313 8515629 — 313 8515623

Correo: comercial1@coopebob.com comercial2@coopebob.com
comercial3@coopebob.com

Web: www.coopebob.com

Dirección: Cra 22 # 80-30

Debido a la alta demanda de los insumos para la fabricación los precios están variando de manera constante, por tal motivo está sujeta verificación al momento del pedido.